

外面

■ビューステージ ベガス プレミアム取説 139×396mm(139×100mm仕上げ) 観音折り 8P

98

山折

100

山折

100

山折

98

正しく安全にご使用いただくために

VEGAS Premium
Beaustage

トラブルや事故の原因となりますので記載のある手順に従ってください。

△ 危険

他の美容機器とは同時に使用しないでください。

△ 警告

- ①指定されている部位、目的以外には絶対に使用しないでください。
- ②水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。
- ③USBケーブル・ACアダプターの上に重いものを絶対に載せないでください。
- ④仕様に記載されている以外の電源・電圧で使用しないでください。
- ⑤身体に異常があらわれたり、皮膚に異常を感じたりした際には使用を中止し、医師にご相談ください。
- ⑥地震や雷の時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⑦点灯中のLEDの光をのぞいたり、直視をしないでください。
- ⑧本機器の修理・改造・分解を絶対にしないでください。
- ⑨本機器を落とすなど強い衝撃を与えないでください。万が一、落とすなど強い衝撃を与えた場合には、必ず点検をしてからご使用ください。(LEDの点灯状態、亀裂の有無等)

△ 注意

- ①お風呂場・洗面所などの温度や湿度の高い場所や、ほこり等の多い場所での使用・保管はしないでください。
- ②強い磁気や電波の発生する場所での使用・保管はしないでください。
- ③本体・USBケーブル・ACアダプターに水をかけたり、濡れた手で触れたりしないでください。
- ④USBケーブルをACアダプターやUSBコネクタに抜き差しする際は必ず先端を持って行ってください。USBケーブルを持って抜き差しを繰り返すと断線の原因となります。
- ⑤USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。
- ⑥たこ足配線での充電をしないでください。
- ⑦長期間使用しなかった際は、再度使用される前に本体が正常かつ安全に動作する事をお確かめください。
- ⑧他の製品の部品・付属品等を使用しないでください。
- ⑨本機器を使用される際は、専用ACアダプター・USBケーブル以外を使用しないでください。
- ⑩本機器を使用される際は専用美容液以外を使用しないでください。
- ⑪同じ部位へ過度に使用しないでください。
- ⑫本機器を使用される際は、貴金属類(ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリ類)や眼鏡・コンタクトレンズを必ず外してください。
- ⑬本機器の汚れは付属のクリーンクロスで拭き取ってください。シンナー等の薬品類を絶対に使用しないでください。

万が一、トラブルや本機器に異常が生じた際はご購入店舗へお問い合わせください。
お客様で判断される事は大変危険です。また、故障かなと思われたら、そのまま使用せずにご購入店舗へお問い合わせください。

保証書

VEGAS Premium
Beaustage

要保管

※修理の際は必ずコピーを添付してください	
商品名	Beaustage VEGAS Premium(ビューステージ ベガス プレミアム)
シリアルNo	
保証期間	ご購入日から 本体のみ 1年間 (その他付属品は対象外)
ご購入店舗	
ご購入日	年 月 日
お客様名	
ご住所	〒 - () -
電話番号	() -

機器や消耗品について、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

お客様ご相談窓口

「アデランスお客様サービス室」

☎ 0120-03-9696

・使い方がよく分からない ・部品が破損し、部品を取り替えたい ・本体が動かない
・消耗品を購入したい ・本体を修理したい

保証書は取扱説明書の記載内容で、無償修理を行うことをお約束するものです。
万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のコピーを添付の上、ご購入店舗または代理店に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.・ご購入店舗名・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合は、本保証書は有効とはなりませんので、記入漏れの無いことを事前に必ずご確認ください。
※保証書・箱のシリアルNo.シールを剥がされた場合も、保証対象外となりますのでご注意ください。

発売元 株式会社 **アデランス**
東京都新宿区新宿1-6-3

製造元 株式会社 ARTISTIC & Co.
岐阜県羽島市稲寿町平方5丁目15番地

VEGAS Premium
Beaustage



取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。
・この取扱説明書は必ずお客様にご使用いただくものに必要です。
・取扱説明書は正しく保管し、お読みになる際には必ずこの取扱説明書を一緒にお読みください。
・本機器を人に貸したり、お譲り上げたりする際には必ずこの取扱説明書を一緒にお読みください。
・製造時期等により、取扱説明書の内容や付属品等が予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。基本的なご使用方法には関係ございません。

保証書付 要保管

表紙

■ビューステージ ベガス プレミアム取説 139×396mm(139×100mm仕上げ) 観音折り 8P

中面

98

谷折

100

谷折

100

谷折

98

名称・仕様・操作方法

VEGAS Premium
Beaustage

【Beaustage VEGAS Premium 名称】



【操作方法】

- ※本機器が十分に充電されているかご確認ください。
(充電されていない場合は、充電完了後にご使用ください)
- ※充電しながらのご使用はお控えください。バッテリーの劣化が早まる恐れがあります。
- ①ON/OFFスイッチを長押しすることで電源がONになります。(レベル1の状態になります)
- ②再度、ON/OFFスイッチを押すことで、レベルを切り替える事ができます。
- ※初めて使用される際は、レベル1から使用し、徐々にレベルを上げお好みのレベルでトリートメントを行ってください。

ON/OFFスイッチ回数	レベル	出力	使用中のレベル表示
1回	電源ON/レベル1	弱	●
2回	レベル2	↓	●●
3回	レベル3	↓	●●●
4回	電源OFF	強	ランプ消灯

※トリートメント中、本機器の音で状態をお伝えします。

Beaustage VEGAS Premium 機械音について	
使用中にピピッと音が鳴ります。	ONにすると1分間に1回鳴ります。 停止の際はピピッとピピッと停止します。 (トリートメント開始から7分後に自動的に停止します)

- ◆充電について
充電中は充電ランプ(赤色)が点灯します。充電完了後は充電ランプ(赤色)が消灯します。

トリートメント方法

VEGAS Premium
Beaustage

◆トリートメント前

- ①クレンジング・洗顔を行い肌に化粧品や皮脂等が付着していない清潔な状態にしてください。
- ②貴金属類(ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリ類)や眼鏡・コンタクトレンズは必ず外してからご使用ください。

◆トリートメント中

- ①トリートメント部位に専用美容液を塗布してください。(美容液塗布方法をご確認ください)
- ※トリートメント部位が専用美容液で常に濡れている状態にしてください。
- ※トリートメントの目安は週2回、7分間です。
- ※DKヘッドを4つとも必ず密着させ、ゆっくりと動かしてください。

◆トリートメント後

- ①トリートメント後のお肌に残った美容液はそのまなじせてください。その後、普段通りのスキンケアを行ってください。
- ②ご使用後の本機器は付属のクリーンクロスで汚れを拭き取り、専用巾着に入れて保管してください。

USE MANUAL トリートメント方法



専用美容液

VEGAS Premium
Beaustage

保証規定

VEGAS Premium
Beaustage

保証書は取扱説明書の記載内容で、ご購入日より1年間無償修理を行うことをお約束するものです。
万が一、ご購入日から保証期間中に故障が発生した場合は、取扱説明書兼保証書もしくは保証書ページのコピーを添付の上、ご購入店舗に修理をご依頼ください。

※シリアルNo.・ご購入店舗名・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合は保証対象外となりますので記入漏れの無い事を事前に必ずご確認ください。

※付属品(USBケーブル・ACアダプター・専用巾着・クリーンクロス・取扱説明書兼保証書)は保証対象外となります。

※保証書・箱のシリアルNo.シールを剥がされた場合も、保証対象外となりますので、ご注意ください。

◆保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。

- A. 保証書・箱のシリアルNo.シールを剥がされた場合
- B. 保証書にシリアルNo.・ご購入店舗名・ご購入日・お客様名・ご住所・お電話番号の記載がない場合
- C. 使用者側での輸送・移動時等の落下・水没等、不適切な取り扱いによって損傷・故障した場合
- D. 火災・天災・異常電圧により損傷・故障した場合
- E. 接続している他の機器に起因して、本製品が故障した場合
- F. 本製品付属の専用USBケーブル・ACアダプター以外を使用し故障した場合
- G. 当社以外で修理・調整・改造をした場合
- H. 保証書のご提示がない場合
- I. 当社推奨の専用美容液以外の美容液を使用し、美容液が原因で故障した場合

◆送料について

- a. 保証期間内の送料は、往復とも当社負担とさせていただきます。
- b. 保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。

◆本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

フェイス用美容液
ヘアリプロEX GFエッセンスF

肌に潤いを与え、
キメハリ肌に

美容成分をそのまま贅沢に配合。うるおい効果が
キメを整えて、乾燥による小シワを目立たなくし
ます。ぜひあなたのお肌でご実感ください。

GFエッセンス フェイス
30mL 14,000円(税別)

無香料・無着色・旧表示指定成分無添加

美容液塗布方法

トリートメントをする際は一度に美容液を塗布せず、顔全体を左右2つに分けて塗布しトリートメントを行ってください。
※上記イラストは区分けとなります。

まつ毛・まつ毛・目元用美容液
Beneface EYELASH & BROW ESSENCE Premium

美まつ毛の伸び、ついに降臨。
美しいまつ毛へと導くメソッドで、
健やかな目元へ――。

アイラッシュアンドブロウエッセンス プレミアム
6mL 4,200円(税別)

美しい髪と地肌のための
スカルプ美容液

GFエッセンスG
20g 12,000円(税別)
ジェルタイプで気になる部分をケア

GFエッセンスS
60mL 15,000円(税別)
ヘアケア成分をシナガブセラ化した専用エッセンス

美容液使用上のご注意

- ・傷やはれもの・湿疹・かぶれ・ただれ等お肌に異常がある時はご使用にならないでください。
- ・お肌にあわない場合、または使用中に赤みやはれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
- ・目に入らないようにご注意ください。万が一目に入った場合は直ちに流水で洗い流してください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・直射日光を避け、高温多湿にならない場所で保管してください。
- ・ご使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

4

5

6

7